

**ขั้นตอนการแยก/การสกัดเชื้อราเอนโดไฟต์  
ในธรรมชาติ โดยห้องปฏิบัติการแผนกวิจัยและ  
พัฒนาบริษัทไปรไบโอติกแอนด์เฮอรับบัล**

# ขั้นตอนการคัดแยกเชื้อราเอนโดไฟท์

## 1. การแยกเชื้อราเอนโดไฟท์

ตัวอย่างเชื้อรา



แช่ใน 95% ethanol นาน 30 วินาที



แช่ใน 5% Sodium hypochloride นาน 5 นาที



แช่ใน 95% ethanol นาน 30 วินาที



ล้างด้วยน้ำกลั่นฆ่าเชื้อ นาน 3-5 วินาที



วางบน PDA (เติม tetracycline+ampicillin 50 mg/l



บ่มที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 3-5 วัน



นำส่วน Hyphal tip เลี้ยงบนอาหาร PDA (ไม่เติม antibiotic)



บ่มที่ 25 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน



เก็บใน PDA slant

## 2. การเพาะเลี้ยงเชื้อราเอนโดไฟต์ในอาหารเหลว

นำเชื้อราบริสุทธิ์จากข้อ 1



เพาะเลี้ยงในอาหาร PDA



บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 3-4 วัน



ใช้ใบมีผ้าตัดจุ่ม 95% ethanol



ตัดชิ้นส่วนบริเวณของขอบโคโลนีให้มีขนาดชิ้นละ 1x1 ซม. (จำนวน 5 ชิ้น)



ถ่ายเชื้อลงในอาหารเหลว PDB ปริมาตร 300 มล.



บ่มที่อุณหภูมิห้อง 3 สัปดาห์



นำเส้นใยและน้ำเลี้ยงเชื้อที่ได้ไปสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์

### 3.การสกัดสารจากเชื้อราเอ็นโดไฟต์

นำเซลล์และน้ำเลี้ยงเซลล์ของเชื้อราเอ็นโดไฟต์ที่เพาะเลี้ยงจำนวน 8 ลิตร



กรองแยกน้ำเลี้ยงเชื้อราและเส้นใย



นำเส้นใยมาแช่ในเมทานอลเป็นเวลา 2 วันจำนวน 2 ครั้ง



กรองเอาเส้นใยออกและนำสารสกัดไประเหยตัวทำละลาย



เติมน้ำกลั่น 100 มล.



สกัดด้วยเฮกเซนครั้งละ 300 มล. จำนวน 2 ครั้ง



นำชั้นน้ำที่แยกได้ไปสกัดต่อด้วยเอทิลอะซิเตต ครั้งละ 300 มล.(2ครั้ง)



ระเหยตัวทำละลายจะได้สารสกัดหยาบ