


การทดสอบความไวของสารสกัดจากจุลินทรีย์
และสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อก่อโรค โดย
ห้องปฏิบัติการ แผนกวิจัยและพัฒนา
บริษัทไปรไบโอติกแอนด์เฮอรับบัลด

การทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารสกัด ราเอนโดไฟต์

ด้วยวิธี Disc Diffusion Method

Dried Plate เป็นเวลา 15 นาที สำหรับ เตรียม Plate ทดสอบความไว



ปรับความขุ่นด้วย sterile saline ให้เท่ากับ 0.5 McFarland Standard No.0.5

(เทียบกับแผ่นกระดาษสีขาว ซึ่งมีแถบดำที่ได้มาตรฐาน)




ใช้ Sterile Swab จุ่มลงใน Tube ที่ปรับความขุ่นแล้วบิด Swab กับข้างหลอดให้หมาดๆ

ป้ายบนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อ

(โดยลากเส้นผ่านกึ่งกลางอาหารเลี้ยงเชื้อในแนวตั้งจากล่างขึ้นบนให้ทั่วผิวหน้า


หมุนจานเพาะเชื้อทำมุม 60 องศาป้าย 2 ระนาบ

วาง plate ไว้ 3-5 นาทีเพื่อให้ความชื้นถูกดูดซึมเข้าไปในเนื้ออาหาร)



นำ Disc สารสกัดและ Negative Control มาวางในจานเพาะเชื้อ โดยห่างจากขอบ

จานเพาะเชื้อ 1 เซนติเมตร (ดังตำแหน่งด้านล่าง)



สารสกัดอินทรี




.....สารสกัดน้ำ



Positive control



Negative control



นำไป Incubate ที่ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง



นำออกมาอ่านผลการทดสอบ โดยวัดขอบส่วนใส Zone เป็นมิลลิเมตร (ในการวัดขนาด Zone ให้ใช้
กระดาษสีดำเป็น Background)

การเตรียมการทดสอบ


1. การเตรียมแบคทีเรีย/ยีสต์ที่ใช้ทดสอบ

1.1 แบคทีเรีย/ยีสต์

1. *Staphylococcus aureus* ATCC (อาหาร NA, PCA)
2. *Escherichia coli* ATCC (อาหาร NA, PCA)
3. เชื้อยีสต์ *Candida albicans* ATCC (อาหาร PDA)

1.2 การเตรียมแบคทีเรีย

เลี้ยงเชื้อที่ต้องการทดสอบในหลอดทดลองด้วยอาหาร NB/PDB



บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง




ปรับความขุ่นด้วย 0.85 % NSS ให้เท่ากับ 0.5 McFarland Standard (เทียบกับ
แผ่นกระดาษสีขาว ซึ่งมีแถบดำที่ได้มาตรฐาน)

1.3 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

- การทดสอบนี้จะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง โดยวิธี Agar diffusion โดยใช้อาหาร Plate count
agar (PCA)

1.4 การเตรียม Disc สำหรับทดสอบความไว

ใช้ Disc ขนาด 6 มิลลิเมตร




หยดสารสกัด ปริมาตร 10 ไมโครลิตร



ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 1 ชั่วโมง

1.4 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย/ยีสต์




-  สารสกัดอินทรี
-  สารสกัดอินทรี
-  Positive control (ยาปฏิชีวนะ)
-  Negative control (ตัวทำลาย)

1.5 การเตรียมสารสกัดเชื้อราเอนโดไฟต์เพื่อทดสอบ

- เตรียมสารละลายสารสกัดที่ความเข้มข้น 10 mg/ml ละลายใน DMSO
- เตรียมสารละลายยาปฏิชีวนะ ที่ความเข้มข้น 1 mg/ml ละลายในน้ำกลั่นฆ่าเชื้อ


1.6 การเตรียมสารสกัดเชื้อราเอนโดไฟต์



สารละลายจะถูก evaporator ได้ Organic residue



กรองส่วนของ Rotentate



Supernatant จะถูก freeze dry ได้ water extraction

1.1 การเตรียมแบคทีเรีย

เลี้ยงเชื้อที่ต้องการทดสอบในหลอดทดลองด้วยอาหาร NB/PDB



บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง



ปรับความขุ่นด้วย 0.85 % NSS ให้เท่ากับ 0.5 McFarland Standard (เทียบกับแผ่นกระดาษสีขาวย ซึ่งมีแถบดำที่ได้มาตรฐาน)

อุปกรณ์ที่เตรียม

1. NB 5 มล.

จำนวน 20 หลอด

2. 0.85 % NSS

จำนวน 500 มล.

1.2 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

- การทดสอบนี้จะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็งโดยวิธี Agar diffusion โดยใช้อาหาร Plate count agar (PCA) หรือ NA

อุปกรณ์ที่เตรียม

1. NA


จำนวน 20 เพลท

2. อบPlate เล็ก

จำนวน 4 กล่อง

1.3 การเตรียม Disc สำหรับทดสอบความไว

ใช้ Disc ขนาด 6 มิลลิเมตร



หยดสารสกัด ปริมาตร 10 ไมโครลิตร



ตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 1 ชั่วโมง

อุปกรณ์ที่เตรียม

1. tip ขนาด 10 ul



จำนวน 1 กล่อง


1.4 ขั้นตอนการทดสอบ

- Cotton Swab


ผลการทดสอบความไว
ของสารสกัดจากจุลินทรีย์และสมุนไพร
ในการยับยั้งเชื้อก่อโรค



ผลการทดสอบเชื้อราขาว (เห็ด) (*Formitopsis* sp.) กับเชื้อ *Enterococcus faecalis*
(แบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างกลม)






ผลการทดสอบเชื้อราขาว (เห็ด) (*Formitopsis* sp.) กับเชื้อ *Escherichai coli*
(แบคทีเรียแกรมลบ รูปแท่ง)






ผลการศึกษาความไวของเชื้อราใน Plate

ผลการทดสอบยีสต์แดง



ผลการทดสอบรากปลาไหลเผือก



ผลการทดสอบราขาว (*Formitopsis* sp.)

